

Station d'annulation

400-119
Système Éclipse



Spécifications Générales


- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et de la connexion RJ12.
- Montage sur boîtier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L)
- Mode auto-diagnostique.
- Bouton d'annulation rétro éclairé en silicone.
- Technologie à l'épreuve des éclaboussures.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)


Fonctionnalités

La station d'annulation permet d'annuler les appels patient de manière distante sans avoir à se rendre jusqu'au poste de chambre.

L'appel patient peut être issu directement d'une poire sur le poste de chambre ou d'une poire d'une de ses stations périphériques (programmées pour un appel patient).

Cette station d'annulation est utile au personnel soignant lorsque, par exemple, le poste de chambre est difficile d'accès ou si on désire faire ces annulations à distance du poste de chambre.





Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 100mW
Fixations	Boite électrique standard 1-Groupe (1 X BC1004-L)
Entrée	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre
Luminosité	2 x Blanc LED : 520 mcd (1.9 Lumens)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0 Boutons d'annulation en silicone translucide rétro éclairés
Dimensions	4.7" (119 mm) Haut. x 2.8" (71 mm) Larg. x 0.5" (12.9 mm) Prof.
Bouton d'appel et annulation	Matériel antibactérien Force d'activation : 0.4Kg

