

Poste auxiliaire 2 jacks

400-132
Système Éclipse

Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ12.
- Conçu pour le poste de chambre #400-050 seulement
- La platine de la plaque d'appel est en acier galvanisé robuste roulé à froid calibre 20 avec rebords à chanfrein ¼" (6 mm) et fini émail cuit blanc.
- S'installe dans une boîte électrique standard de 2 groupes.
- Prévoir un boîtier de 2"½ (64 mm) de profondeur pour la courbure du câble et la fiche RJ12
- Les dimensions de la plaque sont:
⇒ Hauteur et largeur 4"11/16 (12.0 mm)
⇒ Profondeur 1"½ (38 mm).
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)



Fonctionnalités

Le poste auxiliaire avec 2 réceptacles ¼ peut recevoir les poires d'appel éloignées pour un patient A et un patient B (simultanément).

Un appel urgence A ou B sera fait si la poire A ou B est retirée du jack.

Les appels sont annulés en pressant sur la touche d'annulation (cancel) de la station de chambre. Un simple appel patient peut être annulé par une station de présence ou via une réponse par un poste infirmière.

