

Poste Gestion de lit

400-140
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45. et RJ12
- Montage sur boîte électrique standard 2 groupes (2X BC1004-L).
- Options de gestion de lit.
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage .
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le module de gestion de lit permet d'informer divers services de l'état courant d'une chambre ou d'un lit.


Par exemple, il peut permettre au service d'entretien ménager de s'assurer du bon déroulement du processus de préparation et de nettoyage des chambres.

Le module de gestion comporte 4 boutons d'état et un bouton d'annulation :

- **Transport** : Requête de transport pour le patient (pour examens par exemple).
- **Nettoyage requis** : Requête pour nettoyage de la chambre.
- **Nettoyage en cours** : La chambre est en cours de nettoyage.
- **Lit Prêt** : La chambre est prête (terminée ou disponible pour un nouveau patient par exemple).

La connaissance centralisée de l'état de la chambre permet d'améliorer le flux des patients, la coordination des équipes d'entretien et la gestion des ressources.





Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT)
Indicateur	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Acier calibre 20, fini émail électro déposée de couleur blanche
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

